

# COOL SHAPE

+Medizinische Technologie

TM



+Medizinische Technologie

## DATE TEHNICE



### CRIO LIPOLIZA:

Capete de tratament:	2 capete de tratament unul pentru zone mari unul pentru brate si picioare
Putere motor:	500W
Presiune vacuum:	0-100 Kpa
Temperatura de racire:	0, -5, -10 grade
LipoLASER:	12 fasciculi la 650nm Putere de penetrare 100W
Display:	8.0 inch Touch
Voltaj:	220, 16Hz
Greutate:	91 Kg
Certificari:	FDA, CE, ROSH, ISO

### CAVITATIE **Optional:**

Capete de tratament:	2 probe de lucru 25kHz cu tratament fonic 40Khz unde acustice joase
Energie:	3-6 W/cm2 ajustabil
Putere:	60W
Frecventa:	25Khz - 40Khz
Suprafata Activa:	20 cm2
Modul de emisie:	scanat 2% cu frecventa reglabila
Presiune de lucru:	500 mbar - 1060 mbar

Criolipoliza asistata Laser oferita de COOLSHAPE 500 reuseste sa combata eficient celulele grase de pe orice zona a corpului. In momentul in care celulele grase sunt expuse la o temperatura precisa de racire se declanseaza procesul numit apoptoza. Astfel, celulele adipoase sunt distruse, iar centimetrii in plus nu mai reprezinta o problema.

Sistemul COOLSHAPE 500, prin intermediul temperaturilor induse concomitent de fasciculi laser, fractioneaza trigliceridele din interiorul celulelor grase, transformandu-le in particule mici si solide. Intregul procesul are la baza o tehnologie avansata de racire, iar aparatul include doua capete de tratament. Interfata aparatului este usor de utilizat, iar puterea echipamentului COOLSHAPE este cu mult mai mare comparativ cu orice alt echipament.

\*Toate aparatele din gama COOLSHAPE pot fi accesoriizate optional cu module de cavitate si radiofrecventa.